

Uitleg sok aantrekker

Hulpmiddel voor het aantrekken van de sokken

U heeft een hulpmiddel voor het aantrekken van de sokken aangevraagd bij de Ontzorgcentrale. Hieronder vindt u de uitleg over het gebruik van dit hulpmiddel.



Stappenplan gebruik hulpmiddel

Aantrekken sokken

Stap 1



Trek de sok over de muil, zodat de bovenste rand van de sok in de inkepingen valt.

Trek de sok zo ver mogelijk op.

Stap 2



Zet de muil met de sok aan de voet op de grond en pak de aantrekbanden vast.

Stap 3



Trek de sok over de voet heen. De sokken zijn aan zonder te bukken.

Instructievideo hulpmiddel

De video voor de sok aantrekker is online te kijken via de volgende link:

<https://youtu.be/y8Hbn37n6FE>

Mocht u beschikken over een toestel dat QR-codes kan scannen, dan kunt u de video ook bekijken door onderstaande barcode te scannen.



Vragen?

Komt u zelf niet verder met de bovengenoemde instructies? Mogelijk kan een naaste of bekende u hierbij helpen.

Mocht ook dit niet helpen, dan kunt u contact opnemen met de Ontzorgcentrale via 0883673000.