


Uitleg Bedtouwladder

Hulpmiddel voor het verplaatsen in bed

U heeft een hulpmiddel voor het verplaatsen in bed aangevraagd bij de Ontzorgcentrale. Hieronder vindt u de uitleg over het gebruik van dit hulpmiddel.

Stappenplan gebruik hulpmiddel

1. Meet uit hoe u de ladder op het bed wilt hebben liggen



2. Maak lussen aan het uiteinde van het touw



3. Bevestig het touw aan een vast punt van het bed



4. Probeer de ladder uit en kijk of het goed is afgesteld naar uw wensen



Instructievideo hulpmiddel

De video voor de bedtouwladder is online te kijken via de volgende link: [Bed Rope Ladder \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Mocht u beschikken over een toestel dat QR-codes kan scannen, dan kunt u de video ook bekijken door onderstaande barcode te scannen.



Vragen?

Komt u zelf niet verder met de bovengenoemde instructies? Mogelijk kan een naaste of bekende u hierbij helpen.

Komt u er ook met een naaste niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Ontzorgcentrale via 0883673000.