

Uitleg Eyot

Hulpmiddel voor het druppelen of zalven van de ogen

U heeft een hulpmiddel voor het druppelen of zalven van de ogen aangevraagd bij ontzorgcentrale. Hieronder vindt u de uitleg over het gebruik van dit hulpmiddel.



Stappenplan gebruik hulpmiddel

Eyot minim (blauw)

Stap 1




Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de Eyot Minim en de bijsluiter van jouw oogmedicatie zorgvuldig door. Was eerst je handen en ga zitten op een stoel met een lage rugleuning.

Stap 2



Is de inhoud van de verpakking een ooggel? Zorg dat de luchtballen niet voor de opening van de verpakking zitten. Dit kun je doen door tegen de verpakking aan te tikken en de luchtbelletjes naar onder te andere kant te drukken. Draai het dopje van de verpakking af.

Stap 3



Duw de verpakking in de Eyot Minim druppelhulp zoals aangegeven in de gebruikersaanwijzing en druk de verpakking goed aan. Het druppel uiteinde van de verpakking dient volledig door de Eyot Minim druppelhulp gestoken te zijn. Controleer vóór elk gebruik of de verpakking goed in de Eyot Minim zit.

Stap 4



Houd de Minim Eyot vast zoals afgebeeld in de gebruikersaanwijzing. De kijkopening van de Eyot Minim bevindt zich BOVEN de verpakking. Trek met de Eyot Minim druppelhulp het onderste ooglid iets naar beneden totdat de Eyot Minim op het jukbeen steunt.

Stap 5



Plaats het bovenste gedeelte van de Eyot Minim op het voorhoofd of op de wenkbrauw.

Stap 6



Buig het hoofd achterover en kijk door de kijkopening van de Eyot Minim naar het plafond loodrecht boven je. Hierdoor breng je het hoofd in de juiste stand om te druppelen.

Stap 7



Blijf naar het plafond kijken en knijp rustig met de duim en met de wijs- en middelvinger in de Eyot Minim druppelhulp zoals afgebeeld in de gebruiksaanwijzing tot er een druppel in het oog valt. Neem de Eyot Minim van het oog en druk, gedurende 1 à 2 minuten, licht met jouw vinger in de ooghoek.

Stap 8



Verwijder de verpakking uit de Eyot Minim druppelhulp en gooi de verpakking weg.

Eyot (rood)

Stap 1



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de Eyot Rood en de bijsluiter van jouw oogmedicatie zorgvuldig door. Was eerst je handen en ga zitten op een stoel met een lage rugleuning.

Stap 2



Draai het dopje van het flesje of de tube los. Schuif het flesje of de tube in de Eyot zoals afgebeeld in de gebruiksaanwijzing. Het druppeluiteinde van het flesje of de tube dient volledig door de Eyot gestoken te zijn.

Stap 3



Plaats de Eyot zoals afgebeeld in de gebruiksaanwijzing, onder het ooglid. Trek het ooglid met behulp van het hulpstuk voorzichtig naar beneden toe open totdat de Eyot op het jukbeen steunt.

Stap 4



Plaats het bovenste gedeelte van de Eyot op het voorhoofd of op de wenkbrauw.

Stap 5



Buig het hoofd achterover en kijk door de kijkopening van de Eyot naar het plafond loodrecht boven je. Hierdoor breng je het hoofd in de juiste stand om te druppelen.

Stap 6



Blijf naar het plafond kijken en knijp rustig in het flesje of de tube zoals afgebeeld in de gebruiksaanwijzing tot er een druppel in het oog valt. Neem de Eyot van het oog en druk, gedurende 1 à 2 minuten, licht met jouw vinger in de ooghoek. Neem het flesje of de tube uit de Eyot en sluit deze af.

Instructievideo hulpmiddel

De video voor de Eyot is online te kijken via de volgende link: [Instructiefilm: Hoe druppel ik mijn ogen met behulp van oogdruppelaar Eyott en de druppelbril? - YouTube](#)

Mocht u beschikken over een toestel dat QR-codes kan scannen, dan kunt u de video ook bekijken door onderstaande barcode te scannen.



Vragen?

Komt u zelf niet verder met de bovengenoemde instructies? Mogelijk kan een naaste of bekende u hierbij helpen.

Komt u er ook met een naaste niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Ontzorgcentrale via 0883673000.