

Uitleg Tablet uitdrukker

Hulpmiddel voor het openen van medicatie

U heeft een hulpmiddel voor het openen van medicatie aangevraagd bij de Ontzorgcentrale. Hieronder vindt u de uitleg over het gebruik van dit hulpmiddel.

Stappenplan gebruik hulpmiddel

1



2



3



4



1. Plaats de doordrukstrip met de tablet over de opening.
2. Druk op het klepje de tablet naar beneden.
3. De tablet valt in het bakje.
4. Schuif de deksel open en neem de tablet in.

Instructievideo hulpmiddel

De video voor de Tablet uitdrukker is online te kijken via de volgende link: [Tabletuitdrukker \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Mocht u beschikken over een toestel dat QR-codes kan scannen, dan kunt u de video ook bekijken door onderstaande barcode te scannen.



Vragen?

Komt u zelf niet verder met de bovengenoemde instructies? Mogelijk kan een naaste of bekende u hierbij helpen.

Komt u er ook met een naaste niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Ontzorgcentrale via 0883673000.